

BD™ Sharps Container

Entsorgungssysteme



Helping all people
live healthy lives



Ein Behälter mit vielen Vorteilen

↘ Die Wandstärke des Behälters beträgt rundherum 2 mm.
Der Behälter ist daher besonders widerstandsfähig.

Der Klappdeckel lässt sich auf einfache Weise vorübergehend (temporär) oder endgültig verschließen, ohne dass Sie dabei mit der Behälteröffnung selbst in Berührung kommen.

Sobald der Deckel auf dem Behälter montiert ist, kann der Behälter manuell nicht wieder geöffnet werden.

Ob der Behälter "noch in Gebrauch" ist, lässt sich leicht am **temporären und endgültigen Verschluss** erkennen.

Das **Einrasten** des Klappdeckels bei 90° und 270° verhindert, dass der Deckel herunterfällt und die Öffnung blockiert.

Mit Hilfe des nach vorne gerichteten **stabilen Tragegriffs** kann der Behälter bequem und sicher transportiert werden.

Die abgerundeten **Ecken** sind innen nochmals verstärkt und damit besonders stabil.

Die maximale **Fülllinie** ist deutlich zu erkennen.



BD™ Sharps Container Entsorgungssysteme

Die Montage

↘ *Sobald der Deckel im Behälter verankert ist, kann der so montierte Behälter manuell nicht wieder geöffnet werden.*



Einfache Montage:

- Der Deckel lässt sich ganz einfach auf dem Behälter montieren. Er rastet deutlich wahrnehmbar ein und ist danach sicher auf dem Behälter fixiert.
- Diese einfache Montagetechnik erfordert nur einen minimalen Kraftaufwand.

Spezielle Verankerungen im Deckel und am Behälterrang verhindern, dass Deckel und Behälter falsch herum montiert werden (z.B. seitenverkehrt oder verdreht).

Temporärer & endgültiger Verschluss

↘ *Der temporäre Verschluss ist an der Stellung der Lasche zu erkennen. Er kann durch leichten Druck auf die Lasche wieder geöffnet werden.*

• **Das Symbol mit dem offenen Schloss** zeigt an, dass der Behälter temporär verschlossen ist. (Die Lasche ist nach oben gerichtet.)



TEMPORÄR

• An den Seiten des Klappdeckels befinden sich **zusätzliche Verankerungen zum endgültigen Verschließen**. Das Symbol mit dem geschlossenen Schloss zeigt an, dass der Behälter endgültig verschlossen ist. (Die Lasche ist im Schlitz versenkt.)



ENDGÜLTIG

Einfache Montage • Sichtbarer Verschluss • Klar erkennbare Fülllinie • Sicher

I H R E S I C H E R H E I T L I

↙ *Das neue standardisierte Produktprogramm beinhaltet auch das Zubehör zur sicheren Entsorgung für den Klinikalltag.*



▶ Tischhalterungen (je nach Behältergröße verfügbar)

- zur dauerhaften Fixierung auf glatten Oberflächen oder an der Wand
- oder mit Hilfe eines Universaladapters an Schienen montierbar



Universal-Adapter sind in zwei Größen erhältlich und können an runden oder eckigen Schienen befestigt werden.



▶ Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für alle Tischhalterungen:

- auf einer glatten Oberfläche
- vertikal an der Wand
- an runden oder eckigen Schienen
- am Visitewagen



▶ Halter mit Haken (je nach Behältergröße verfügbar)

- zur Befestigung am Visitewagen

Die Tischhalterungen und Halter mit Haken sind aus pulverbeschichtetem Metall gefertigt. Sie sind einfach zu reinigen, rostfrei und für einen hygienisch reinen Einsatz optimal geeignet.

her zu transportieren • Verstärkte abgerundete Ecken • TRBA 250-konform

E G T U N S A M H E R Z E N

Das neue Entsorgungssystem von BD

Die sichere Lösung für Ihr Entsorgungsmanagement



Helping all people
live healthy lives

- Der Umgang mit spitzen und scharfen Gegenständen gehört im medizinischen Alltag zur täglichen Routine. Die sichere Handhabung dieser Produkte ist unerlässlich, um Infektionsrisiken zu vermeiden. BD hat eine neue Generation der Sharps Container Entsorgungssysteme entwickelt, die dem Anwender maximale Sicherheit bieten¹.
- In Europa kommt es jährlich zu durchschnittlich 1 Million² Nadelstichverletzungen. Davon treten ca. 30 %³ während der Entsorgung auf.
- BD™ Sharps Container Entsorgungssysteme bieten Sicherheit und Schutz und tragen dazu bei, Infektionsrisiken und Nadelstichverletzungen im Entsorgungsprozess zu reduzieren⁴.
- BD™ Sharps Container Entsorgungssysteme erfüllen die Vorgaben der TRBA 250⁵ und entsprechen den internationalen Standards BS 7320, NF X30-500 und UN 3291. Sie eignen sich auch für die Entsorgung sicherer Instrumente, entsprechend der Empfehlung des ABAS⁶.

1. «Selecting, Evaluating and Using Sharps Disposal Containers» CDC NIOSH Publication NO. 97-111. / 2. «European Healthcare Workers at Risk» 11th May 2004. / 3. «Epinet Sharps Object Injury Report (48 Hospitals) 2003. / 4. «European Health-

care Workers at Risk» 11th May 2004. / 5. TRBA 250 = Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. / 6. Stellungnahme des ABAS zu Abfallbehältern für sichere Instrumente vom 21.11.2007.



BD™ Sharps Container Entsorgungssysteme

Produkte

BESTELL-NUMMER	PRODUKT-BESCHREIBUNG	PASSENDE HALTERUNGEN	NENN-VOLUMEN (LITER)	NUTZBARES VOLUMEN (LITER)	PRODUKT ABMESSUNGEN (L x B x H / MM)	STÜCKZAHL PRO KARTON
302434	0,45l Sharps Container	0,45l Tischhalter	0,45l	0,36l	105 x 50 x 170 mm	100
367202	0,87l Sharps Container	0,87l Metallhalter	0,87l	0,7l	89 x 74 x 168 mm	50
305624	1,5l Sharps Container	1,5l Tischhalter & Halter m. Haken	1,5l	1,2l	165 x 160 x 205 mm	40
305625	3,0l Sharps Container	3,0l Tischhalter & Halter m. Haken	3,0l	2,4l	182 x 181 x 260 mm	25
305626	5,0l Sharps Container	5,0l Tischhalter & Halter m. Haken	5,0l	4,0l	304 x 222 x 208 mm	20
305627	7,0l Sharps Container	7,0l Tischhalter & Halter m. Haken	7,0l	5,6l	304 x 222 x 255 mm	16
300479	22,7l Sharps Container	–	22,7l	18,2l	23 x 227 x 445 mm	12

Halterungen & Zubehör

BESTELL-NUMMER	PRODUKT	PRODUKT-BESCHREIBUNG	PASSENDER SHARPS CONTAINER	STÜCKZAHL PRO KARTON
305970	0,87l Metallhalter	Pulverbeschichteter Metallhalter zur Befestigung auf ebenen Flächen	0,87l	50
305964	0,45l Tischhalter	Kunststoffhalter zur Befestigung auf ebenen Flächen	0,45l	12
305645	1,5l Tischhalter	Pulverbeschichteter Mehrzweckhalter aus Metall zur Befestigung auf ebenen Flächen, an der Wand oder an Schienen mit Hilfe eines Adapters	1,5l	6
305250	3,0l Tischhalter		3,0l	6
305253	5,0l Tischhalter		5,0l	6
305255	7,0l Tischhalter		7,0l	6
305710	1,5l Halter mit Haken	Pulverbeschichteter Metallhalter zur Befestigung am Medikamenten-Rollwagen	1,5l	6
305251	3,0l Halter mit Haken		3,0l	6
305252	5,0l Halter mit Haken		5,0l	6
305254	7,0l Halter mit Haken		7,0l	6
305636	Universal-Adapter (klein)	Passend für alle Tischhalter zur platzsparenden Befestigung an Schienen oder auf Arbeitsflächen	Passend für alle Tischhalter, mit Mehrzweckfunktion	6
305637	Universal-Adapter (groß)			
305968	Ersatzsaugnäpfe	Ersatzsaugnäpfe zur sicheren Fixierung aller Tischhalter auf ebenen Flächen	Passend für alle Tischhalter	8



Deutschland: **BD** · Tullastr. 8-12 · 69126 Heidelberg · Tel. 06221 3050 · www.bd.com/de
 Österreich: **BD** · Am Concorde Park E1/7 · 2320 Schwechat · Tel. 01 7063660 · www.bd.com
 Schweiz: **Becton Dickinson AG** · Postfach · 4002 Basel · Tel. 061 4852222 · www.bd.com/ch

BD, BD Logo und alle anderen Marken sind Eigentum der Becton, Dickinson and Company. © 2008 BD.